

PROGRAMACIÓN MÓVIL

ACTIVIDAD OPCIONAL 3

PRESENTA:

BERNAL GORDILLO JUAN CAMILO

NEIVA – HUILA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

AGOSTO DEL 2026

ACTIVIDAD

1. Documenta 4 requerimientos funcionales y 2 no funcionales de tu app (claros y verificables).

RF:

Basándome en las 3 historias de usuario imprescindibles (actividad 2) y en una deseable del Sprint 2, los RF que mejor se acomodan a la app son:

- **RF1.** El sistema debe enviar una notificación con un tamaño de fuente mínimo de 20pt, junto con audio y vibración, en el horario configurado por el usuario para cada medicamento o terapia registrada.
- **RF2.** El sistema debe enviar la ubicación en tiempo real del usuario a su contacto de confianza en un máximo de 5 segundos después de presionar el botón de emergencia.
- **RF3.** El sistema debe permitir al usuario o a su cuidador registrar el estado de ánimo o los síntomas del día mediante texto o nota de voz, guardando la fecha y hora del registro.
- **RF4.** El sistema debe notificar al cuidador cuando el usuario no confirme la toma de un medicamento dentro de la hora siguiente al recordatorio.

RNF:

Como mi app gira en torno a accesibilidad, es lógico que un RNF sea de usabilidad/accesibilidad y el otro de rendimiento:

- **RNF1 (Usabilidad/Accesibilidad).** La app debe permitir aumentar el tamaño del texto hasta un 200% y activar un modo de alto contraste, aplicándose de forma consistente en todas las pantallas.

- **RNF2 (Rendimiento).** El envío de la ubicación en el botón de emergencia debe completarse en menos de 5 segundos con una conexión a internet estable.

2. Modela 1 caso de uso completo: actor, precondition, flujo principal y al menos un flujo alternativo (error).

Para hacer el caso de uso, elegí la funcionalidad que permite que el usuario envíe una alerta a su contacto de confianza para pedir ayuda en caso de emergencia, porque, aparte de ser la función más crítica de HelpHealth, permite mostrar de manera realista posibles fallos que se puedan presentar al usar la app, como la falta de GPS o de internet.

Actor: Usuario (persona con discapacidad motriz, visual o auditiva).

Precondición: El usuario tiene la app instalada, la sesión iniciada, el GPS activado y al menos un contacto de confianza configurado previamente.

Flujo Principal:

1. El usuario abre la app y visualiza el botón de emergencia en la pantalla principal.
2. El usuario presiona el botón de emergencia.
3. El sistema captura la ubicación GPS actual del usuario.
4. El sistema envía la ubicación al contacto de confianza configurado.
5. El sistema confirma al usuario, con mensaje visual y sonoro, que la alerta fue enviada correctamente.

Flujo alternativo 1 (Error – GPS desactivado):

- **3a.** Si el GPS está desactivado, el sistema muestra un mensaje accesible (visual y auditivo) solicitando activarlo.
- **3b.** El usuario activa el GPS desde el mensaje y el sistema reintentará capturar la ubicación, retomando el flujo principal en el paso 3.

Flujo alternativo 2 (Error – sin conexión a internet):

- **4a.** Si no hay conexión a internet al momento de enviar la ubicación, el sistema intenta enviar la alerta por SMS como respaldo.
- **4b.** El sistema notifica al usuario que la alerta se envió por SMS y no por la app, y continúa en el paso 5.

3. (Opcional) Dibuja el diagrama de casos de uso.

